

INSTRUCTIONS AUX PATIENTS  
CALPROTECTINE FÉCALE

Version 001

Statut : Approuvé

Votre trousse contient un POT STÉRILE – PAPIER DE SOIE – SAC DE PLASTIQUE – BATON  
SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS :

①



Prendre le pot stérile.  
Inscrire votre nom et prénom  
Numéro de la carte d'assurance-  
maladie. La date et l'heure du  
prélèvement.


Si une étiquette à votre nom est déjà  
collée, inscrire que la date et l'heure de  
du prélèvement.

⑤



Une fois l'échantillon récolté et  
mis dans le pot stérile, vous  
pouvez tirer la chasse d'eau  
avec le papier, il est  
biodégradable.

②



Dépliez le papier de soie. Placez-le  
directement sur l'eau propre au centre  
de la cuvette, de façon à ce que les  
côtés du papier collent à la paroi de la  
cuvette

⑥



Déposez le pot dans le sac et  
bien refermez le sac. Inclure la  
prescription du médecin, dans  
la pochette extérieure du sac.

③



Faites vos selles sur le papier. **Faire la  
collecte des selles que les samedis,  
dimanche, lundi ou mardi.** La  
collecte doit être rapportée au centre  
de prélèvement ou au laboratoire le  
lundi ou mardi uniquement

⑦



Rapportez votre échantillon à  
votre centre de prélèvement ou  
au laboratoire, **La collecte  
doit être rapportée le lundi  
ou mardi uniquement.**

④



A l'aide du bâton, prenez un morceau  
de la selle et le déposer dans le pot  
stérile. **Bien fermer le pot.**  
La taille d'une grosse noix est  
suffisante pour faire le test. Selles  
liquides, 2 c. à soupe est suffisante.

⑧



En attendant, conservez  
l'échantillon au frigo à 4°C

*Les résultats de votre test seront transmis automatiquement à votre médecin traitant.*

Fichier : BIO-INF-0047 Instructions aux patients - Calprotectine fécale

Dernière révision le :

Préparé par : Diane Gagnon	Vérifié par : Dre Zeinab Daher	Approuvé par : Dr Daniel Lesiège	Date d'entrée en vigueur : 2014-09-26	Page 1 de 1
-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	----------------